

# 悪性リンパ腫生検セット

## 〈依頼方法〉

病理組織検査依頼書と検体を一緒に提出して下さい。  
4種以上の免疫染色の実施となります。

## 〈提出方法について〉

基本的にはホルマリン固定での提出となります。  
作製されたパラフィンブロックでの提出も可能です。

## 【提出上（採取）の注意事項】

- ・病理組織検査としてはホルマリン固定組織が必要となります。
- ・1 cm以上の検体で、染色体検査等で使用される場合は半割した片方をホルマリン固定にてご提出下さい。（残りの半分については各検査に準じた提出方法にて保存下さい。）
- ・生組織で提出をご希望の場合は、採取前に予めご連絡をお願いします。生理食塩水を浸したガーゼで包み冷蔵状態で提出して下さい。（採取時間等によっては 受託出来ない場合や、ホルマリン固定での提出をお願いする場合がございますので予めご相談下さい。）

診断に使用した標本の返却はございませんのでご了承下さい。